

**beurer**

**deporte**

**Entrenamiento  
y Fitness**

Tecnología  
**Alemana**





# Peso y Diagnóstico

¡Cuida de ti y tu familia!  
Con las Balanzas de Diagnóstico.

# BALANZA DE DIAGNÓSTICO BG 13



MEMORIA  
PARA  
**10 USUARIOS**



CAPACIDAD  
DE CARGA  
**150 kg**

- Medición de peso corporal y masa ósea.
- Cálculo de la proporción de grasa corporal, líquido corporal y masa muscular.
- Pantalla XL.
- 5 grados de actividad.
- Desconexión automática, aviso de sobrecarga.
- Incluye 1 pila de 3 V CR2032.
- Tamaño: 30 x 30 x 1.8cm.

# BALANZA DE DIAGNÓSTICO BG 55




MEMORIA  
PARA  
**10 USUARIOS**



CAPACIDAD  
DE CARGA  
**150 kg**

- Medición de peso corporal y masa ósea.
- Cálculo de la proporción de grasa corporal, líquido corporal y masa muscular.
- Interpretación de valores de medición.
- 5 grados de actividad.
- Pantalla LCD extragrande.
- Desconexión automática, aviso de sobrecarga.
- Tamaño: 35 x 32x 3.5 cm.
- Incluye 3 pilas AAA.

# BALANZA DE DIAGNÓSTICO BODY COMPLETE BF 105



**PANTALLA  
EXTRAÍBLE CON  
ILUMINACIÓN AZUL**



**SOFTWARE  
HEALTH  
MANAGER**




**MEMORIA  
PARA  
10 USUARIOS**



**VISUALIZACIÓN  
DE TENDENCIAS**



**CAPACIDAD  
DE CARGA  
150 kg**



**PUERTO  
USB**

- Medición de peso corporal y masa ósea.
- Cálculo de la proporción de grasa corporal, líquido corporal y masa muscular
- 5 grados de actividad.
- Desconexión automática.
- Tamaño: 33 x 33 x 4cm.
- Incluye 6 pilas de AA.

# BALANZA DE DIAGNÓSTICO BF 198

## iNuevo!



PANTALLA LCD  
REDONDA



MEMORIA  
PARA  
**10 USUARIOS**




CAPACIDAD  
DE CARGA  
**180 kg**

- Medición de peso corporal y masa ósea.
- Cálculo de la proporción de grasa corporal, líquido corporal y masa muscular
- Electrodo de acero inoxidable.
- Desconexión automática.
- Tamaño: 33 x 33 x 3.8cm.
- Incluye 2 pilas de CR2032.

# BALANZA DE DIAGNÓSTICO BF 850



COLORES DISPONIBLES:



SOFTWARE  
HEALTH  
MANAGER



MEMORIA  
PARA  
8 USUARIOS



CAPACIDAD  
DE CARGA  
150 kg

- Medición de peso corporal y masa ósea.
- Cálculo del porcentaje de grasa corporal, líquido corporal y masa muscular.
- 5 grados de actividad.
- Superficie de pesaje extragrande.
- Pantalla LCD con retroiluminación azul.
- Tamaño: 32,5 x 32,5 x 2,4cm.
- Incluye 3 pilas AAA.

# BÁSCULA DE DIAGNÓSTICO BF 1000



SOFTWARE  
HEALTH  
MANAGER



MEMORIA  
PARA  
10 USUARIOS



CAPACIDAD  
DE CARGA  
200 kg

- Análisis detallado de todo el cuerpo con enlace a la aplicación.
- Incluye medición cruzada con 8 electrodos para un control exacto de las diferentes zonas del cuerpo.
- Cálculo del peso, grasa corporal, grasa visceral, agua, masa muscular, masa ósea, TMBA/TMB.
- Grasa corporal y masa muscular por segmentos.
- Pantalla XXL iluminada.
- 5 grados de actividad.







# Balanzas de Baño

El peso ideal a su alcance.


***¡Lleva el control  
de tu peso!***



# BALANZA BÁSICA GS 300



COLORES  
DISPONIBLES



CAPACIDAD  
DE CARGA  
**180 kg**



SUPERFICIE  
DE SILICONA

- Superficie de pesaje de vidrio de seguridad.
- Pantalla LCD de fácil lectura.
- Agradable sensación al pisar
- Mecanismo de encendido: Quick Start.
- Mecanismo de desconexión automática, aviso de sobrecarga.
- Tamaño: 30 x 30 x 1.8 cm.
- Incluye pilas tipo botón de 3 V CR2032.

# BÁLANZA BÁSICA GS 400

**iNuevo!**



CAPACIDAD  
DE CARGA  
**150 kg**

- Moderna pantalla XL retroiluminada para una legibilidad perfecta.
- Gran superficie de pesaje de vidrio.  
Mecanismo de encendido: Quick Start.
- Mecanismo de desconexión automática.
- Aviso de sobrecarga.
- Tamaño: 31 x 31 x 2,8 cm.
- Tamaño de los números: 39 mm.


# BALANZA BÁSICA PS 25



PANTALLA LCD



CAPACIDAD  
DE CARGA  
**180 kg**



TAMAÑO  
**XXL**

- Medición del peso corporal.
- Superficie de plástico.
- Mecanismo de encendido: Quick Start.
- Desconexión automática, aviso de sobrecarga.
- Tamaño: 34 x 34.5 x 3.5 cm
- Incluye 2 pilas AAA.


# BALANZA BÁSICA PS 160



PANTALLA LCD




CAPACIDAD  
DE CARGA  
**180 kg**



TAMAÑO  
**XXL**

- Medición del peso corporal.
- Pantalla LCD extragrande.
- Superficie de pesaje: sintético.
- Mecanismo de encendido: Quick Start.
- Mecanismo de desconexión automática, aviso de sobrecarga.
- Tamaño: 30.5 x 30.5 x 2.2 cm.
- Incluye 2 pilas AAA.

# BALANZA BÁSICA GS 14




CAPACIDAD  
DE CARGA  
**150 kg**

- Pantalla LCD de fácil lectura.
- Superficie de vidrio de seguridad.
- Mecanismo de encendido: Quick Start.
- Mecanismo de desconexión automática, aviso de sobrecarga.
- Tamaño: 30 x 30 x 2 cm
- Incluye 1 pila tipo botón de de 3 V CR2032.

# BALANZA BÁSICA GS 206



CAPACIDAD  
DE CARGA  
**150 kg**



DISEÑO  
PLANO  
**19 mm**

- Pantalla LCD con iluminación azul.
- Estampado tipo mosaico.
- Mecanismo de encendido: Quick Start.
- Mecanismo de desconexión automática, aviso de sobrecarga.
- Tamaño: 30 x 30 x 1.9 cm.
- Incluye 2 pilas tipo botón de 3 V CR2032.





# Estimulación y Masaje

¿Quieres definir tus músculos?  
Súmale electroestimulación  
a tu entrenamiento.

# ELECTROESTIMULADOR DIGITAL TENS/EMS EM49



**4** ELECTRODOS  
INCLUIDOS



**2** CANALES  
REGULABLES



**70** PROGRAMAS  
DE ENTRENAMIENTO

- TENS (electro-estimulación nerviosa) - Alivia el dolor sin medicamentos ni efectos secundarios.
- EMS (electro-estimulación muscular) - para el entrenamiento y fortalecimiento muscular.
- Masaje - para la relajación y el bienestar muscular.
- 64 aplicaciones pre-programadas (TENS/EMS/MASAJE).
- 6 programas personalizables (TENS/EMS).

# ELECTROESTIMULADOR DIGITAL TENS/EMS EM80




**8** ELECTRODOS  
INCLUIDOS




**4** CANALES  
REGULABLES



**50** PROGRAMAS  
DE ENTRENAMIENTO



**MASAJE**  
POR IMPULSO



**INTENSIDAD**  
AJUSTABLE



**APLICACIÓN**  
SEGURA

- TENS (electro-estimulación nerviosa) - Alivia el dolor sin medicamentos ni efectos secundarios.
- EMS (electro-estimulación muscular) - para el entrenamiento y fortalecimiento muscular.
- Masaje - para la relajación y el bienestar muscular  
30 aplicaciones pre-programadas (TENS/EMS/MASAJE).
- 20 programas personalizables (TENS/EMS).

# ¡Nuevo!


APARATO DE  
ESTIMULACIÓN  
MUSCULAR EM95



# APARATO DE ESTIMULACIÓN MUSCULAR EM95



“COACH VIRTUAL”  
APLICATIVO BEURER  
EMS HOME STUDIO




8 ELECTRODOS  
INCLUIDOS



4 CANALES  
REGULABLES  
POR SEPARADO



38 PROGRAMAS  
DE ENTRENAMIENTO




INTENSIDAD  
AJUSTABLE



APLICACIÓN  
SEGURA

- EMS (electro-estimulación muscular) - para el entrenamiento y fortalecimiento muscular.
- Incluye 2 brazaletes para brazos y piernas (por separado).
- Aplicación con sesiones de entrenamiento y entrenador virtual.
- Vídeos para todos los ejercicios.
- 20 sesiones de entrenamiento: fitness - potencia y relajación - bienestar.
- 3 niveles de dificultad (principiantes, avanzado y experto).
- Cable de carga USB con adaptador incluido.

# ENTRENADOR DE MÚSCULOS ABDOMINALES EMS - PAD EM 20



**EMS**  
Technology



**APLICACIÓN  
SEGURA**

- Electroestimulación de los músculos abdominales.
- Aplicación en el lugar exacto.
- Suave y flexible, cómodo y seguro.
- Mecanismo de desconexión automática.
- Intensidad ajustable (15 niveles)
- Incluye gel autoadhesivo.

# ENTRENADOR DE MÚSCULOS EM 22


## ¡Nuevo!



- Pad EMS abdominal para la aplicación en el abdomen
- Pad EMS para brazo/pierna para la aplicación en brazos y piernas.
- Material de silicona suave y flexible.
- Electroestimulación de la musculatura abdominal y los músculos de brazos y piernas.
- Mecanismo de desconexión automática.
- Intensidad ajustable (15 niveles).



# ENTRENADOR DE MÚSCULOS ABDOMINALES EMS - PAD EM 20



**EMS**  
Technology




**APLICACIÓN**  
**SEGURA**


- Electroestimulación de los músculos abdominales.
- Aplicación en el lugar exacto.
- Suave y flexible, cómodo y seguro.
- Mecanismo de desconexión automática.
- Intensidad ajustable (15 niveles)
- Incluye gel autoadhesivo.



# TENS PARA EL TOBILLO EM 27



**TENS**  
Technology



**2 ELECTRODOS**  
INCLUIDOS




**4 PROGRAMAS**  
DE ENTRENAMIENTO

- Tratamiento para los dolores en el tobillo.
- Tobillera ajustable con cierre autoadherente.
- Mando con pantalla LCD.
- Intensidad regulable.
- Desconexión de seguridad.
- Indicación de cambio de pila.



# TENS PARA LA MUÑECA Y EL BRAZO EM 28



**TENS**  
Technology




**2 ELECTRODOS**  
INCLUIDOS




**4 PROGRAMAS**  
DE ENTRENAMIENTO

- Para el tratamiento del dolores en la muñeca y antebrazo.
- Forma flexible y ergonómica.
- Mando con pantalla LCD.
- Intensidad regulable.
- Desconexión de seguridad.
- Indicación de cambio de pila.

# TENS PARA RODILLA Y CODO EM 29



**TENS**  
Technology



**2 ELECTRODOS**  
INCLUIDOS



**4 PROGRAMAS**  
DE ENTRENAMIENTO

- Para el tratamiento del dolores en la rodilla y el codo.
- Forma flexible y ergonómica.
- Mando extraíble con pantalla LCD.
- Intensidad regulable.
- Desconexión de seguridad.
- Indicación de cambio de pilas.



# CINTURÓN ESTIMULADOR DE LOS MÚSCULOS ABDOMINALES EM 37



**EMS**  
Technology



**4 ELECTRODOS**  
SIN DESGASTE  
INCLUIDOS



**5 PROGRAMAS**  
DE ENTRENAMIENTO

- Entrenamiento complementario de los músculos abdominales centrales y laterales.
- Forma flexible y ergonómica.
- Perímetro abdominal: aprox 70 - 140 cm.
- Mando extraíble LCD.
- Intensidad regulable.
- Desconexión de seguridad.
- Indicación de cambios de pilas.

# CINTURÓN ABDOMINAL Y LUMBAR 2 EN 1 EM 39



**EMS**  
Technology




**4 ELECTRODOS**  
INCLUIDOS



**4 PROGRAMAS**  
DE ENTRENAMIENTO

- Entrenamiento complementario de los músculos abdominales centrales y de la musculatura inferior de la espalda.
- Forma flexible y ergonómica.
- Ajuste flexible.
- Mando extraíble con LCD.
- Intensidad regulable.
- Desconexión de seguridad.





# PhysioLine de Beurer

Regenere sus músculos  
y tendones.

# APARATO DE MASAJE DEL TENDÓN DE AQUILES FM 200

**iNuevo!**



- Para el alivio de problemas en el tendón de Aquiles.
- Agradable masaje del tendón de Aquiles para estimular la circulación.
- 6 cabezales de masaje giratorios.
- Aparato de masaje del tendón de Aquiles con cabezales de masaje giratorios.
- 2 velocidades de masaje.
- Se pueden seleccionar 2 direcciones de masaje.
- Cabezales de masaje extraíbles para una limpieza sencilla.
- Indicador de funcionamiento LED luminoso para ilustrar la configuración del masaje.
- Mecanismo de desconexión automática.

# APARATO DE MASAJE PARA FASCIAS MG 850

**iNuevo!**



- Suelta adherencias de las fascias.
- Rejuvenece y regenera el tejido muscular.
- Fuerte aumento de la circulación sanguínea.
- Aumenta considerablemente la agilidad y la movilidad.
- Perfecto para el tratamiento de nuca y espalda, así como de caderas y muslos.
- Alivia tensiones musculares en la zona de la espalda.
- Relaja la musculatura.
- 3 accesorios con distintos grados de dureza para un masaje individual.
- 2 programas de masaje.
- 4 superficies de tratamiento (lado plano y curvo, 2 bordes).



# beurer

Encuétranos en:

Av. Caminos del Inca N° 257  
Tienda N° 149 Santiago de Surco - Lima

☎ Teléfono: (01) 255 3738

💬 WhatsApp: 920 198 522 | 965 981 940

Síguenos en:

📘 Beurer Peru   📷 @beurerperu  
ventas@beurer.pe | www.beurer.pe

Representante exclusivo en Perú:

**Master Medic S.A.**

Av. Caminos del Inca N° 257 Oficina 301 - Santiago de Surco, Lima 15038 - Perú

Tel: +511 256 6000 | +511 372 0209

[www.mastermedic.com.pe](http://www.mastermedic.com.pe)